

Hadička PharMed®

Netoxická a nehemolytická hadička pro farmaceutické procesy, tkáňové kultury, fermentace, separace apod.

- USP class IV, FDA, NSF
- Desetkrát delší životnost při použití v peristaltické pumpě ve srovnání s Tygon CR
- Odolná proti kyselinám, louhům a oxidačním činidlům
- Neprůhledná, velmi nízká permeabilita plynů
- Opakovaně autoklávovatelná

Technické parametry

Materiál:	TPE (termoplastický elastomer)
Teplotní rozsah:	−73 až +132 °C
Tvrdost :	64 Shore A



Hadička PharMed®

Světlost (mm)	Vnější průměr (mm)	Síla stěny (mm)	Balení (m)	Katalogové číslo
0,5	3,7	1,6	7,5	R953471
0,8	4,0	1,6	7,5	R953571
1,6	4,8	1,6	7,5	R819161
3,2	6,4	1,6	7,5	R819261
4,8	8,0	1,6	7,5	R819361
6,4	9,6	1,6	7,5	R819461
8,0	11,2	1,6	7,5	R819561
9,5	15,9	3,2	7,5	R819661
12,7	19,1	3,2	7,5	R819761