

Hadička potravinářská VERSILON® 2001

Autoklávovatelná ultra čistá hadička pro použití v potravinářství, průmyslu a peristaltických pumpách

- Materiál hadičky bez přídavku olejů a plastifikátorů
- Mimořádně chemicky odolná a trvanlivá
- Vhodná do peristaltických pump, ve kterých má dvojnásobnou životnost oproti PVC hadicím

Technické parametry

Materiál:	TPO (termoplastický polyolefin)
Teplotní rozsah:	−78 až +57 °C
Tvrdost :	69 Shore A



Hadička potravinářská Tygon® 2001

Světlost (mm)	Vnější průměr (mm)	Síla stěny (mm)	Balení (m)	Katalogové číslo
1,6	4,8	1,6	15	I521211
3,2	6,4	1,6	15	I521311
4,8	8,0	1,6	15	I521411
6,4	9,6	1,6	15	I521511
8,0	11,2	1,6	15	I521611
9,5	12,7	1,6	15	I521711