


Hadička PTFE | BOLA

Chemicky a teplotně vysoce odolná hadička

Technické parametry

Materiál:	PTFE
Teplotní rozsah:	−200 až +260 °C
Minimální poloměr ohnutí (mm):	vnější průměr ² /síla stěny (mm)
Tvrdost :	55-60 Shore A



Hadička PTFE

Světlost (mm)	Vnější průměr (mm)	Síla stěny (mm)	Balení (m)	Katalogové číslo
1,0	1,6	0,3	1	P0181012
1,0	2,0	0,5	1	P181014
2,0	3,0	0,5	1	P181030
2,0	4,0	1,0	1	P181032
3,0	5,0	1,0	1	P181036
4,0	6,0	1,0	1	P181040
5,0	7,0	1,0	1	P181046
6,0	8,0	1,0	1	P181050
8,0	10,0	1,0	1	P181060
10,0	12,0	1,0	1	P181064
12,0	14,0	1,0	1	P181068

Pozn.: Jiné rozměry hadičky vám rádi nabídneme na vyžádání.