

Hadička z butylkaučuku

Černá hadička bez vnitřní výztuže

- Vzduchotěsná, přibližně 8× menší difuze vzduchu ve srovnání s hadicemi z přírodní gumy
- Odolná vůči ozonu a běžným chemikáliím

Technické parametry

Materiál:	butylkaučuk (IIR)
Teplotní rozsah:	do 100 °C
Tvrdost :	60 Shore A



Hadička z butylkaučuku

Světlost (mm)	Vnější průměr (mm)	Síla stěny (mm)	Balení (m)	Katalogové číslo
3,0	7,0	2,0	5	I058541
6,0	10,0	2,0	5	I058641
6,0	14,0	4,0	5	I058741