

Havarijní soupravy a sorbenty ROTH® na chemikálie

Sorbenty pro absorpci a bezpečnou likvidaci rozlitých chemikálií

- Havarijní soupravy obsahují: absorpční a neutralizační látky, ochranné brýle, smeták a lopatku, houbičku, sáček na odpad se svorkami a výstražné štítky



Kit pro likvidaci uniklých chemikálií

Havarijní souprava absorpčních a neutralizačních látek

- Souprava obsahuje: 1 kg Pyracidosorb-ROTH®, 1 kg Basosorb a 400 g Rotisorb®

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):

H319

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Havarijní souprava absorpčních a neutralizačních látek	1	R.0055.1

Havarijní souprava pro likvidaci kyseliny fluorovodíkové

2komponentní systém pro neutralizaci kyseliny fluorovodíkové

- Souprava obsahuje: 1,5 l Fluorosorb-ROTH® komponent A, 1 l Fluorosorb-ROTH® komponent B s pH indikátorem a 800 g Rotisorb®

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Havarijní souprava pro likvidaci kyseliny fluorovodíkové	1	R.1804.1
Fluorosorb-ROTH® komponent A	1	R.H066.1
Fluorosorb-ROTH® komponent B	1	R.H067.1

Havarijní souprava pro likvidaci organických rozpouštědel

- Souprava obsahuje: 2 x 800 g Rotisorb® pro absorpci anorganických a organických kyselin, alkalických roztoků, alkoholů, aldehydů, aminů, esterů, aromatických, chlorovaných a alifatických uhlovodíků, barev, laků, topných a motorových olejů

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Havarijní souprava pro likvidaci organických rozpouštědel	1	R.1803.1

Havarijní souprava pro likvidaci kyselin a zásad

- Souprava obsahuje: 5 kg Pyracidosorb-ROTH® pro neutralizaci kyselin a 5 kg Basosorb pro neutralizaci zásad

Technické parametry

Bezp. věty (GHS): H319

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Havarijní souprava pro likvidaci kyselin a zásad	1	R.1808.1

Absorbenty

Absorbenty pro úklid rozlitých chemikálií

- Pyracidosorb pro neutralizaci kyselin s barevným indikátorem
- Basosorb pro neutralizaci zásad s barevným indikátorem
- Univerzální Rotisorb® pro absorpci hořlavin, olejů a agresivních látek
- Univerzální ECO-DRY COMPACT pro absorpci vody, olejů, agresivních látek (kromě kys. fluorovodíkové)

Technické parametry

Absorbent	Kapacita (1 kg absorbentu)
Pyracidosorb	0,3 l konc. H ₂ SO ₄ , nebo 0,6 l konc. HNO ₃ , nebo 1,0 l konc. HCl
Basosorb	1,0 l 25% NH ₄ OH, nebo 1,0 l 50% roztoku KOH, nebo 0,75 l 50% roztoku NaOH
ECO-DRY COMPACT	1,3 l vody, 1,35 l oleje

Absorbent	Balení	Katalogové číslo
Pyracidosorb	5 kg	R 04111
Basosorb	5 kg	R 32871
Univerzální absorbent Rotisorb®*	800 g	R 17101

Univerzální sorbent ECO-DRY COMPACT	10 kg	L000210
Univerzální sorbent ECO-DRY COMPACT	20 kg	L000220

*Lze použít pro absorpci anorganických a organických kyselin, alkalických roztoků, alkoholů, aldehydů, aminů, esterů, aromatických, chlorovaných a alifatických uhlovodíků, barev, laků, topných a motorových olejů



Univerzální sorbent ECO-DRY COMPACT