

HEXAKYANOŽELEZITAN DRASELNÝ roztok

v kombinaci s oxidem železitým je vhodný k vizualizaci acetylsalicylové kyseliny a paracetamolu pomocí TLC

CAS: 13746-66-2

Vzorec: $K_3[Fe(CN)_6]$

Technické parametry

Molekulová hmotnost:

329,25

Hustota:

0,82 g·cm⁻³



P-LAB

Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro TLC	100 ml	R.1H06.1