

Hlava destilační

Destilační hlava jednoduchá nebo dle Claisena

- Horní zábrus na teploměr NZ 14/23, dolní a postranní zábrus stejný (viz tabulka)

Technické parametry

Materiál:

borosilikátové sklo



Jednoduchá destilační hlava



Destilační hlava podle Claisena

Jednoduchá			Podle Claisena		
Zábrus NZ	Balení (ks)	Katalogové číslo	Zábrus NZ	Balení (ks)	Katalogové číslo
14/23	1	T661050	14/23	1	T662050
29/32	1	T661080	29/32	1	T662080