

Homogenizátor MiniMix® a BagMixer® | INTERSCIENCE

Mixer pracující na principu drcení vzorku ve sterilních sáčcích pomocí kmitajících lamel

- Modely P - plná dvířka, modely W - prosklená dvířka
- Plně vyklopitelná dvířka a odkapávací žlábek umožňují snadné čištění
- Šetrná homogenizace - nedochází k destrukci buněk
- Tichý provoz, nastavitelný rozkmit lamel
- Speciální sáčky s filtrem usnadňují další zpracování vzorku
- BagMixer 400® - ideální pro přípravu vzorků pro mikrobiologickou analýzu potravin, tkání a kosmetiky
- Při mixování nedochází ke kontaktu vzorku a částí přístroje
- MiniMix 100® - příprava vzorků pro potravinářské, farmakologické a klinické analýzy, extrakce proteinů, lipidů a DNA
- Modely CC s regulací rychlosti, multifunkčním displejem a vyjímatelnými autoklárovatelnými lamelami


Technické parametry

Materiál: nerez ocel

Model	MiniMix® 100	BagMixer® 400 P, 400 W	BagMixer® 400 CC
Objem vzorku	5-80 ml	50-400 ml	50-400 ml
Rychlost	3, 6, 9, 12 kmitů/sec	8 kmitů/sec	4, 6, 8, 10 kmitů/sec
Doba mixování	1 s až 1 h nebo kontinuálně	30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 s nebo kontinuálně	1 s až 59 min nebo kontinuálně
Rozměry (š x h x v)	210 x 370 x 200 mm	260 x 390 x 290 mm	265 x 420 x 260 mm
Hmotnost	13 kg	16,5 kg	16 kg



Homogenizátor MiniMix 100



Homogenizátor BagMixer 400 W



Homogenizátor BagMixer 400 CC

Model	Prosklená dvířka	Regulace rychlosti	Odkapávací žlábek	Katalogové číslo
MiniMix® 100 P CC	ne	ano	ne	M011230
MiniMix® 100 W CC	ano	ano	ano	M012230
BagMixer® 400 P	ne	ne	ne	M021230
BagMixer® 400 W	ano	ne	ano	R021171
BagMixer® 400 CC	ano	ano	ano	M023230

Stojan nerezový

Pro snadné uchování vzorků v sáčcích uzavřených klipsem

Popis	Rozměry š x d x v (mm)	Katalogové číslo
Stojan pro 11 sáčků 80 nebo 100 ml	125 x 275 x 140	M221010
Stojan pro 12 sáčků 400 ml	205 x 355 x 200	R021371



Stojánek nerezový na sáčky BagRack

Klips uzavírací pro sáčky

Popis	Balení	Katalogové číslo
Klipsy pro sáčky 80 a 100 ml	50 ks	M231010
Klipsy pro sáčky 400 ml	50 ks	R021271



Klipsa pro sáčky 80 a 100 ml



Klipsa pro sáčky 80 a 400 ml

Stojánek pracovní na sáčky

Průhledný stojánek drží pomocí gumových přilnavých úchytů sáček otevřený

Popis	Rozměry š x d x v (mm)	Hmotnost (g)	Katalogové číslo
Stojánek BagOpen pro sáčky 80 a 100 ml	90 x 40 x 170	180	M211010
Stojánek BagOpen pro sáčky 400 ml	150 x 67 x 250	370	M211040



Stojánek BagOpen pro sáčky 80 a 100 ml



Stojánek BagOpen pro sáčky 400 ml