

## Homogenizátor s PTFE pístem

Homogenizátor pro běžné laboratorní použití

- Zkumavku z borosilikátového skla a odpovídající píst objednávejte samostatně

## Technické parametry

Mezera mezi pístem a stěnou zkumavky:

0,15-0,25 mm



Píst homogenizátoru



Píst homogenizátoru

| Píst       |                       |                  |             |                  | Zkumavka   |                       |                  |             |                  |
|------------|-----------------------|------------------|-------------|------------------|------------|-----------------------|------------------|-------------|------------------|
| Objem (ml) | Rozměry zkumavky (mm) | Délka pístu (mm) | Balení (ks) | Katalogové číslo | Objem (ml) | Rozměry zkumavky (mm) | Délka pístu (mm) | Balení (ks) | Katalogové číslo |
| 2          | 8 x 120               | 230              | 1           | K006302          | 2          | 8 x 120               | 230              | 1           | K006102          |
| 5          | 12 x 132              | 235              | 1           | K006305          | 5          | 12 x 132              | 235              | 1           | K006105          |
| 10         | 15 x 150              | 270              | 1           | K006310          | 10         | 15 x 150              | 270              | 1           | K006110          |
| 15         | 19 x 155              | 270              | 1           | K006315          | 15         | 19 x 155              | 270              | 1           | K006115          |
| 30         | 25 x 175              | 270              | 1           | K006330          | 30         | 25 x 175              | 270              | 1           | K006130          |
| 50         | 32 x 192              | 270              | 1           | K006350          | 50         | 32 x 192              | 270              | 1           | K006150          |