

## Hustoměr provozní

Hustoměry s různými měřicími rozsahy v provedení bez teploměru nebo s teploměrem

- Vyměření stupnice při teplotě +20°C (referenční teplota)

## Technické parametry

Rozsah teplot (hustoměry s teploměrem) :

0 až +30 °C, dělení 1 °C

Náplň teploměru (hustoměry s teploměrem) :

červená organická náplň



## Provozní hustoměry s rozsahem 200 kg/m<sup>3</sup>

## Technické parametry

Dělení stupnice:

2 kg/m<sup>3</sup>

Celková délka hustoměru :

360 mm

| Bez teploměru                        |             |                  | S teploměrem                         |             |                  |
|--------------------------------------|-------------|------------------|--------------------------------------|-------------|------------------|
| Rozsah stupnice (kg/m <sup>3</sup> ) | Balení (ks) | Katalogové číslo | Rozsah stupnice (kg/m <sup>3</sup> ) | Balení (ks) | Katalogové číslo |
| 800-1000                             | 1           | L310201.02       | 800-1000                             | 1           | L311201.02       |
| 1000-1200                            | 1           | L310201.03       | 1000-1200                            | 1           | L311201.03       |
| 1200-1400                            | 1           | L310201.04       | 1200-1400                            | 1           | L311201.04       |
| 1400-1600                            | 1           | L310201.05       | 1400-1600                            | 1           | L311201.05       |
| 1600-1800                            | 1           | L310201.06       | 1600-1800                            | 1           | L311201.06       |
| 1800-2000                            | 1           | L310201.07       | 1800-2000                            | 1           | L311201.07       |



## Provozní hustoměry s rozsahem 50 kg/m<sup>3</sup>

### Technické parametry

Dělení stupnice:

1 kg/m<sup>3</sup>

Celková délka hustoměru :

320 mm

| Bez teploměru                        |             |                  | S teploměrem                         |             |                  |
|--------------------------------------|-------------|------------------|--------------------------------------|-------------|------------------|
| Rozsah stupnice (kg/m <sup>3</sup> ) | Balení (ks) | Katalogové číslo | Rozsah stupnice (kg/m <sup>3</sup> ) | Balení (ks) | Katalogové číslo |
| 700-750                              | 1           | L310101.03       | 700-750                              | 1           | L311101.03       |
| 750-800                              | 1           | L310101.04       | 750-800                              | 1           | L311101.04       |
| 800-850                              | 1           | L310101.05       | 800-850                              | 1           | L311101.05       |
| 850-900                              | 1           | L310101.06       | 850-900                              | 1           | L311101.06       |
| 900-950                              | 1           | L310101.07       | 900-950                              | 1           | L311101.07       |
| 950-1000                             | 1           | L310101.08       | 950-1000                             | 1           | L311101.08       |
| 1000-1050                            | 1           | L310101.09       | 1000-1050                            | 1           | L311101.09       |
| 1050-1100                            | 1           | L310101.10       | 1050-1100                            | 1           | L311101.10       |
| 1100-1150                            | 1           | L310101.11       | 1100-1150                            | 1           | L311101.11       |
| 1150-1200                            | 1           | L310101.12       | 1150-1200                            | 1           | L311101.12       |
| 1200-1250                            | 1           | L310101.13       | 1200-1250                            | 1           | L311101.13       |
| 1250-1300                            | 1           | L310101.14       | 1250-1300                            | 1           | L311101.14       |
| 1300-1350                            | 1           | L310101.15       | 1300-1350                            | 1           | L311101.15       |
| 1350-1400                            | 1           | L310101.16       | 1350-1400                            | 1           | L311101.16       |
| 1400-1450                            | 1           | L310101.17       | 1400-1450                            | 1           | L311101.17       |
| 1450-1500                            | 1           | L310101.18       | 1450-1500                            | 1           | L311101.18       |
| 1500-1550                            | 1           | L310101.19       | 1500-1550                            | 1           | L311101.19       |
| 1550-1600                            | 1           | L310101.20       | 1550-1600                            | 1           | L311101.20       |
| 1600-1650                            | 1           | L310101.21       | 1600-1650                            | 1           | L311101.21       |
| 1650-1700                            | 1           | L310101.22       | 1650-1700                            | 1           | L311101.22       |
| 1700-1750                            | 1           | L310101.23       | 1700-1750                            | 1           | L311101.23       |
| 1750-1800                            | 1           | L310101.24       | 1750-1800                            | 1           | L311101.24       |
| 1800-1850                            | 1           | L310101.25       | 1800-1850                            | 1           | L311101.25       |
| 1850-1900                            | 1           | L310101.26       | 1850-1900                            | 1           | L311101.26       |

|           |   |            |           |   |            |
|-----------|---|------------|-----------|---|------------|
| 1900-1950 | 1 | L310101.27 | 1900-1950 | 1 | L311101.27 |
| 1950-2000 | 1 | L310101.28 | 1950-2000 | 1 | L311101.28 |



Provozní hustoměr bez teploměru



Provozní hustoměr s teploměrem

## Provozní hustoměry s rozsahem 100 kg/m<sup>3</sup>

### Technické parametry

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Dělení stupnice:          | 1 kg/m <sup>3</sup> |
| Celková délka hustoměru : | 360 mm              |

| Bez teploměru                        |             |                  | S teploměrem                         |             |                  |
|--------------------------------------|-------------|------------------|--------------------------------------|-------------|------------------|
| Rozsah stupnice (kg/m <sup>3</sup> ) | Balení (ks) | Katalogové číslo | Rozsah stupnice (kg/m <sup>3</sup> ) | Balení (ks) | Katalogové číslo |
| 700-800                              | 1           | L310102.32       | 700-800                              | 1           | L311102.32       |
| 800-900                              | 1           | L310102.33       | 800-900                              | 1           | L311102.33       |
| 900-1000                             | 1           | L310102.34       | 900-1000                             | 1           | L311102.34       |
| 1000-1100                            | 1           | L310102.35       | 1000-1100                            | 1           | L311102.35       |
| 1100-1200                            | 1           | L310102.36       | 1100-1200                            | 1           | L311102.36       |
| 1200-1300                            | 1           | L310102.37       | 1200-1300                            | 1           | L311102.37       |
| 1300-1400                            | 1           | L310102.38       | 1300-1400                            | 1           | L311102.38       |
| 1400-1500                            | 1           | L310102.39       | 1400-1500                            | 1           | L311102.39       |
| 1500-1600                            | 1           | L310102.40       | 1500-1600                            | 1           | L311102.40       |
| 1600-1700                            | 1           | L310102.41       | 1600-1700                            | 1           | L311102.41       |
| 1700-1800                            | 1           | L310102.42       | 1700-1800                            | 1           | L311102.42       |
| 1800-1900                            | 1           | L310102.43       | 1800-1900                            | 1           | L311102.43       |
| 1900-2000                            | 1           | L310102.44       | 1900-2000                            | 1           | L311102.44       |

