

***p*-NITROANILIN**


4-nitroanilin, 1-amino-4-nitrobenzen

CAS: 100-01-6

Vzorec: C₆H₆N₂O₂

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	138,12
Hustota:	1,44 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H301-H311-H331-H373-H412



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98,5 %, pro syntézu	100 g	R.9850.1
min 98,5 %, pro syntézu	500 g	R.9850.2
min 98,5 %, pro syntézu	1 kg	R.9850.3