

***p*-NITROFENOL**

1-hydroxy-4-nitrobenzen


Aromatický stavební blok pro syntézu

CAS: 100-02-7

Vzorec: C₆H₅NO₃

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	139,11
Indikátor:	pH 5,4-7,5
Barevný přechod:	bezbarvá - žlutá
Bezp. věty (GHS):	H301-H312+H332-H373



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, pro syntézu	25 g	R.6524.1
min 99 %, pro syntézu	100 g	R.6524.2
min 99 %, pro syntézu	500 g	R.6524.3