

Jehly pro stříkačky Hamilton

Technické parametry

Jehla	Tvar špičky	Použití
Typ 2 (pst 2)	seříznutá v úhlu 10 - 12 °, mírně ohnutá dovnitř	pro GC, nevyřízne při propíchnutí do septa otvor
Typ 3 (pst 3)	kolmo seříznutá	pro HPLC injektory a přesné dávkování na TLC desky
Typ 5 (pst 5)	kónická špička s postranním otvorem	pro plastová septa, nevyřízne do septa otvor, neucpává se



Jehla standardní typ RN

Výměnné jehly s plastovou ferulkou pro přišroubování na konec stříkačky

Technické parametry

Délka standardní jehly:	51 mm
Materiál jehly:	nerez ocel 304
Balení:	6 ks

Jehly pro 2,5 - 100 µl					Jehly pro 250 µl - 10 ml				
Gauge jehly	Vnitřní průměr jehly (mm)	Vnější průměr jehly (mm)	Typ špičky	Katalogové číslo	Gauge jehly	Vnitřní průměr jehly (mm)	Vnější průměr jehly (mm)	Typ špičky	Katalogové číslo
26s	0,13	0,47	pst 2	P880427	26s	0,13	0,47	pst 2	P777902
26s	0,13	0,47	pst 3	P776801	26s	0,13	0,47	pst 3	P778001
26s	0,13	0,47	pst 5	P778407	26s	0,13	0,47	pst 5	P778403
22s	0,17	0,72	pst 2	P880428	22s	0,17	0,72	pst 2	P880728
22s	0,17	0,72	pst 3	P777001	22s	0,17	0,72	pst 3	P778003
22s	0,17	0,72	pst 5	P778405	22s	0,17	0,72	pst 5	P778401
22	0,41	0,72	pst 2	P880725	22	0,41	0,72	pst 2	P777901

22	0,41	0,72	pst 3	P777002	22	0,41	0,72	pst 3	P778004
22	0,41	0,72	pst 5	P778406	22	0,41	0,72	pst 5	P778402

Plastové ferulky jsou součástí dodávky

Jehla standardní typ KF a typ N

Jehly pro nasazení na stříkačky s kónusem Luer

- Jehly typ N s kovovým nebo typ KF s plastovým zakončením

Technické parametry

Délka standardní jehly:	51 mm
Materiál jehly:	nerez ocel 304
Materiál zakončení jehly typ N:	poniklovaná mosaz
Materiál zakončení jehly typ KF:	Kel-F (polychlorotrifluoroethen)
Balení:	6 ks

Jehly typ N					Jehly typ KF				
Gauge jehly	Vnitřní průměr jehly (mm)	Vnější průměr jehly (mm)	Typ špičky	Katalogové číslo	Gauge jehly	Vnitřní průměr jehly (mm)	Vnější průměr jehly (mm)	Typ špičky	Katalogové číslo
26s	0,13	0,47	pst 2	P890039	26s	0,13	0,47	pst 2	P890139
26s	0,13	0,47	pst 3	P891039	26s	0,13	0,47	pst 3	P890539
26s	0,13	0,47	pst 5	P772901	26s	0,13	0,47	pst 5	P774610
22s	0,17	0,72	pst 2	P890038	22s	0,17	0,72	pst 2	P890138
22s	0,17	0,72	pst 3	P891038	22s	0,17	0,72	pst 3	P890534
22s	0,17	0,72	pst 5	P772902	22s	0,17	0,72	pst 5	P774611
22	0,41	0,72	pst 2	P890022	22	0,41	0,72	pst 2	P890122
22	0,41	0,72	pst 3	P891022	22	0,41	0,72	pst 3	P890134
22	0,41	0,72	pst 5	P772907	22	0,41	0,72	pst 5	P774606