

JODMETHAN D3

methyljodid D3


Pro nukleární magnetickou rezonanci

CAS: 865-50-9

Vzorec: CD₃I

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	144,96
Hustota:	2,33 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H301+H331-H351-H312-H315-H335



Čistota	Balení	Katalogové číslo
99,5 % deuterovaný, stabilizovaný Cu	5 g	R.HN88.2
99,5 % deuterovaný, stabilizovaný Cu	25 g	R.HN88.1