

Kádinka nízká ETFE s modrou orientační stupnicí | BRAND

Autoklávatelná kádinka s výlevkou

- Výborná chemická a teplotní odolnost

Technické parametry

Materiál: ETFE (ethylen-tetrafluorethylen kopolymer)

Teplotní rozsah: -100 až +150 °C



Kádinka nízká ETFE s modrou orientační stupnicí

Objem (ml)	Dělení (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
25	5	32	50	1	P190224
50	10	39	59	1	P190228
100	20	50	72	1	P190238
250	50	67	96	1	P190248
400	50	77	109	1	P190252
500	50	88	122	1	P190254
600	100	91	125	1	P190256
1 000	100	105	143	1	P190262