

Kádinka nízká jednorázová PP se 3 odkapávacími rohy | SIMPORT

Autoklávatelná kádinka s reliéfní orientační stupnicí pro jedno použití

- Pevná a nerozbitná kádinka na kyseliny, zásady a rozpouštědla
- Odkapávací rohy vedou tekutinu přesně tam, kam potřebujete
- Před likvidací je vhodné ji autoklávat

Technické parametry

Materiál:	PP
Teplotní rozsah:	0 až 120 °C



Objem (ml)	Dělení (ml)	Průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
50	5	49	57	10	P490050
100	10	58	72	10	P490100
250	10	78	90	10	P490250
400	20	85	108	10	P490400
800	50	107	133	10	P490800
1 000	50	115	145	10	P490900