


Kádinka nízká PP s modrou orientační stupnicí | BRAND

Autoklávovatelná čirá nebo průsvitná kádinka s výlevkou

Technické parametry

Materiál:	PP
Teplotní rozsah PP kádinky:	0 až 125 °C
Maximální teplota mytí:	60 °C pro zachování stupnice
Certifikáty:	ISO 7056



Kádinka nízká PP s modrou orientační stupnicí

Objem (ml)	Dělení (ml)	Výška (mm)	Vnější průměr (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
25	5	50	38	1	P189420
50	10	60	47	1	P189428
100	20	70	55	1	P189438
250	50	95	77	1	P189448
400	50	112	87	1	P189452
500	50	118	94	1	P189454
600	50	127	100	1	P189456
1 000	100	147	120	1	P189462
2 000	200	187	149	1	P189464
3 000	200	212	170	1	P189466
5 000	500	247	203	1	P189470