

## Kádinka nízká PP a TPX s reliéfní orientační stupnicí | KARTELL

Autoklávovatelná čirá nebo průsvitná kádinka s výlevkou

- Vhodná i pro potravinářské účely, vyhovuje normám CE/1935/2004 a CE/10/2011

### Technické parametry

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Materiál:                      | PP nebo TPX                      |
| Tolerance orientační stupnice: | +mn10 %                          |
| Teplotní rozsah PP kádinek:    | 0 až 121 °C                      |
| Teplotní rozsah TPX kádinek:   | 20 až 150 °C (krátkodobě 170 °C) |



Kádinka nízká PP s reliéfní orientační stupnicí



Kádinka nízká a TPX s reliéfní orientační stupnicí

| PP         |             |                    |            |             |                  | TPX        |             |                    |            |             |                  |
|------------|-------------|--------------------|------------|-------------|------------------|------------|-------------|--------------------|------------|-------------|------------------|
| Objem (ml) | Dělení (ml) | Vnější průměr (mm) | Výška (mm) | Balení (ks) | Katalogové číslo | Objem (ml) | Dělení (ml) | Vnější průměr (mm) | Výška (mm) | Balení (ks) | Katalogové číslo |
| 25         | 1           | 34                 | 49         | 1           | K001801          | 25         | 1           | 34                 | 49         | 1           | K001541          |
| 50         | 1           | 42                 | 60         | 1           | K001802          | 50         | 1           | 42                 | 60         | 1           | K001542          |
| 100        | 10          | 52                 | 72         | 1           | K001803          | 100        | 10          | 52                 | 72         | 1           | K001543          |
| 250        | 10          | 71                 | 95         | 1           | K001805          | 250        | 10          | 71                 | 95         | 1           | K001545          |
| 500        | 10          | 88                 | 119        | 1           | K001806          | 500        | 10          | 88                 | 119        | 1           | K001546          |
| 1 000      | 20          | 110                | 147        | 1           | K001808          | 1 000      | 20          | 110                | 147        | 1           | K001548          |
| 2 000      | 50          | 133                | 184        | 1           | K001809          | 2 000      | 50          | 133                | 184        | 1           | K001549          |
| 3 000      | 500         | 159                | 200        | 1           | K000811          | 3 000      | 500         | 159                | 200        | 1           | K001330          |
| 5 000      | 500         | 190                | 229        | 1           | K000812          | 5 000      | 500         | 190                | 229        | 1           | K001331          |