

## Kádinka nízká tenkostěnná PFA s reliéfní orientační stupnicí

Průsvitná kádinka s výbornou teplotní odolností

### Technické parametry

Materiál: tenkostěnný průsvitný PFA

Teplotní rozsah: -200 až +260 °C



Kádinka nízká PFA tenkostěnná s reliéfní orientační stupnicí

| Objem (ml) | Dělení (ml) | Průměr (mm) | Výška (mm) | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------------|
| 25         | 5           | 32          | 50         | 1           | P137010          |
| 50         | 10          | 39          | 59         | 1           | P137020          |
| 100        | 20          | 50          | 72         | 1           | P137030          |
| 250        | 50          | 67          | 96         | 1           | P137050          |
| 500        | 100         | 88          | 122        | 1           | P137070          |
| 1 000      | 100         | 105         | 141        | 1           | P137090          |