

Kanistr HDPE s výpustným kohoutem | KARTELL

Kanistr s pohodlným držadlem pro snadné přenášení

- Pro skladování a přepravu kapalných látek
- Pozice kohoutu umožňuje postavit kanistr na polici
- Použitelný i pro potravinářské účely - vyhovuje normě CE/1935/2004 a CE/10/2011

Technické parametry

Materiál:	HDPE
Vnitřní průměr výpustného otvoru kohoutu:	9 mm



Kanistr s výpustným kohoutem

Objem (l)	Rozměry š × h × v (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
10	300 × 160 × 380	1	K001770
20	370 × 180 × 470	1	K001771

Kohout

Technické parametry

Materiál:	PE
-----------	----

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Náhradní kohout pro kanistr	1	K001772

