

Kanystř širokohrdlý HDPE

Oranžový kanystř s vertikální nebo horizontální stupnicí

- Vypouštěcí ventilek ve víčku umožňuje jednoduché kontrolované nalévání bez ukapávání

Technické parametry

Materiál kanystř:	HDPE
Materiál víčka:	PP
Průměr hrdla:	79 mm



Kanystř širokohrdlý HDPE

Typ	Objem (l)	Rozměry š × h × v (mm)	Stupnice	Balení (ks)	Katalogové číslo
1	4,0	115 × 245 × 201	vertikální + horizontální	1	I800821
2	3,5	333 × 133 × 295	vertikální	1	I801021