

Kanystry standardní HDPE

Univerzální bílé a modré kanystry pro přepravu kapalných látek

- Kanystry mají UN certifikaci a jsou tedy vhodné pro přepravu nebezpečných látek dle předpisů ADR, RID, IATA-DGR nebo IMDG
- Plastové kanystry jsou vyrobeny z HDPE (vysokohustotní polyethylen) s potravinářským atestem

Technické parametry

Materiál: přírodní nebo modře probarvený HDPE



Standardní kanystry

Objem (ml)	Barva	Rozměry š × h × v (mm)	Vnitřní průměr hrdla (mm)	Balení (ks)	Uzávěr DIN (mm)	Katalogové číslo
2 000	bílá	145 × 109 × 181	34,5	1	45	V395939
5 000	bílá	190 × 145 × 251	40,5	1	50	V396815
10 000	bílá	230 × 190 × 310	40,5	1	50	V390643
20 000	bílá	290 × 246 × 385	48	1	60	V396138
20 000	modrá	290 × 246 × 385	48	1	60	V395766
25 000	bílá	290 × 246 × 450	48	1	60	V395775
25 000	modrá	290 × 246 × 450	48	1	60	V395776
30 000	bílá	320 × 284 × 435	48	1	60	V359783
30 000	modrá	320 × 284 × 435	48	1	60	V395785

Příslušenství pro standardní kanystry

Popis	Uzávěr DIN	Pro kanystry	Balení (ks)	Katalogové číslo
Šroubovací uzávěr s kohoutem	50 mm	bílé 5 a 10 l	1	V590386
Dávkovací pumpa (dávka 30 ml)	50 mm	bílé 5 a 10 l	1	V583882

Dotahovací očkový klíč na šroubovací uzávěr	50 mm	bílé 5 a 10 l	1	V590465
Šroubovací uzávěr s kohoutem	60 mm	20, 25 a 30 l	1	V590480
Dávkovací pumpa (dávka 100 ml)	60 mm	20, 25 a 30 l	1	V583885
Dotahovací očkový klíč na šroubovací uzávěr	60 mm	20, 25 a 30 l	1	V590465
Výpustná hubice	60 mm	20, 25 a 30 l	1	V070003
Výpustná hubice	45 mm	bílé 2 l	1	V070002



Příslušenství pro standardní kanystry