

Klíčka/jehla očkovací | HEATHROW SCIENTIFIC


Sterilní klíčka jehla pro jedno použití

- Očkovací klíčky z flexibilního polypropylenu nebo tuhého ABS
- Kombinace pro nabírání bakteriálních kolonií (konec s jehlou) či jejich rovnoměrné roztírání (konec s klíčkou)
- Sterilní, jednorázové, sledovatelnost od šarže k šarži

Technické parametry

Barva:

modrá



očkovací klíčka/jehla



očkovací klíčka/jehla



očkovací klíčka/jehla



očkovací klíčka/jehla

Popis	Materiál	Balení (ks)	Katalogové číslo
Klíčka 1 µl	PP	1000 (20 × 50)	U081121
Klíčka 1 µl	ABS	1000 (20 × 50)	U081122
Klíčka 10 µl	PP	1000 (20 × 50)	U081123
Klíčka 10 µl	ABS	1000 (20 × 50)	U081124