

Klíčky a jehly očkovací | NEST



Sterilní inokulační klíčky a jehly z polypropylenu

- Jednorázové
- Ohebné rukojeti pro snadný sběr kolonií a následnou inokulaci ve všech typech kultivačních médií
- Různé barvy pro rychlou identifikaci
- Jednotlivě balené klíčky/jehly ve snadno odtrhávatelem obalu
- Sterilizované ethylenoxidem

Technické parametry

Materiál:

PP



Popis	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
Klíčka 1 µl	modrá	400	N717101
Klíčka 10 µl	žlutá	400	N718201
Jehla	bílá	400	N716001