

KOELENTERAZIN


substrát luciferázy pp044

CAS: 55779-48-1

Vzorec: C₂₆H₂₁N₃O₃

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	423,48
Enzym:	luciferáza
Detekce:	chemoluminiscenční
Produkt signalizace:	rozpuštěný
Použití:	ELISA, BRET



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 95 %, pro biochemii	1 mg	R.4094.3
min 95 %, pro biochemii	2,5 mg	R.4094.4