

Kolénko hadicové PP


Kolénko pro hadičky různých průměrů

- Vhodné i pro potravinářské účely, vyhovuje normám CE/1935/2004 a CE/10/2011

Technické parametry

Materiál:

PP



Kolénko hadicové PP

Vnější průměr (mm) nominální	Vnější průměr (mm) trubičky	Vnější průměr (mm) osazení	Vnitřní průměr (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
4	3,5	4,0	1,3	10	K001250
6	5,2	5,7	2,5	10	K001251
8	6,9	7,8	4,5	10	K001252
10	8,7	9,9	6,0	10	K001253
12	10,7	11,8	8,0	10	K001254
14	12,6	13,7	10,5	10	K001255
16	14,6	15,6	11,6	10	K001256