

Kompaktní centrifuga CD-0506 | PHOENIX INSTRUMENT

Malá univerzální centrifuga s rotorem pro široké spektrum zkumavek

- Obsahuje rotor pod úhlem 54° s 6 pozicemi vhodný k centrifugaci různých typů zkumavek
- Podsvícený LCD displej
- Zobrazení rychlosti centrifugace v rpm nebo v g
- Nastavitelný časovač, tlačítko pro rychlé stočení vzorku
- Pokročilé zabezpečení: uzamknutelné víko, monitoring otáček, ochrana proti přehřátí
- Možnost uložení dvou programů, které lze spustit jedním stisknutím dedikovaného tlačítka
- Lze použít pro tyto typy zkumavek:
 - 6 x 1,5/2,0 ml mikrozkušavky (průměr 11 x 41 mm)
 - 6 x 5 ml zkumavky (průměr 15 x L 60 mm)
 - 6 x 15 ml zkumavky s kulatým dnem (průměr 17 x 100 mm)
 - 6 x 15 ml kónické zkumavky typu Falcon (průměr 17 x 120 mm)
 - 6 x 2,7-4,3 ml zkumavky na krev (průměr 13 x 75 mm)
 - 6 x 4,5-4,9 ml zkumavky na krev (průměr 11 x 92 mm, Ø 13 x 90 mm)
 - 6 x 9-10 ml zkumavky na krev (průměr 16 x 92 mm)
 - 6 x 7,5-10 ml zkumavky na krev (průměr 15/16 x 92 mm)
 - 6 x 9,5-10 ml zkumavky na moč (průměr 15 x 100 mm)

Technické parametry

Otáčky:	300 - 5 000 rpm (2600 x g)
Časovač :	30 vteřin až 99 min, kontinuální běh
Rozměry (mm) (š x h x v):	240 x 300 x 180 mm
Hmotnost:	5,2 kg



Centrifuga CD-0506



Centrifuga CD-0506



 P-LAB

Adaptéry pro centrifugu CD-0506

Typ	Katalogové číslo
CD-0506	R.1L9E.1

Součástí balení je šestimístný úhlový rotor a redukce o vnitřním průměru 12 mm, výšky 35 mm a redukce o vnitřním průměru 13 mm, výšky 60 mm.