

Kontejner na tekutý dusík typ BIO | KGW-ISOTHERM

Kontejnery pro dlouhodobé skladování vzorků v tekutém dusíku

- Lehké hliníkové kontejnery s uchem nebo postraními držadly pro snadnou manipulaci
- Vícevrstvá superizolační fólie v evakovaném prostoru, nízká rychlost odpařování
- Volná zátka, vakuový ventil
- Splňují mezinárodní předpisy ADR a RID pro silniční a železniční přepravu nebezpečných věcí
- Zdravotnický prostředek dle 93/42/EC (2007/47/EC)



Kontejnery na tekutý dusík typ BIO



Kanystry pro kontejnery typ BIO

Kontejnery s úzkým hrdlem

Menší kontejnery s úzkým hrdlem pro dlouhodobé skladování menšího množství vzorků

Technické parametry

Materiál kanistrů:

nerezová ocel

Kontejner	BIO-GT 3	BIO-GT 9	BIO-GT 11	BIO-GT 21	BIO-GT 35
Objem	3,7 l	9,3 l	12,2 l	21 l	34 l
Nominální denní odpar	0,11 l	0,11 l	0,09 l	0,09 l	0,09 l
Maximální pracovní doba pro jedno naplnění	33 dní	84 dní	130 dní	225 dní	350 dní
Průměr hrdla	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Průměr kontejneru	250 mm	358 mm	308 mm	388 mm	468 mm
Výška kontejneru	405 mm	450 mm	630 mm	660 mm	660 mm
Hmotnost prázdného kontejneru	4,5 kg	8,2 kg	9,2 kg	13,0 kg	15,0 kg
Hmotnost plného kontejneru	7,5 kg	16,0 kg	16,0 kg	31,0 kg	43,0 kg
Počet kanistrů	6	6	6	6	6
Průměr kanystru	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm	38 mm
Výška kanystru / počet pohárků nad sebou	120 mm / 1	120 mm / 1	280 mm / 2	280 mm / 2	280 mm / 2
Maximální počet kryozkumavek 2,0 ml*	-	-	180	180	180
Maximální počet kapilár 0,25 ml	330	1560	1560	3120	3120

Kontejner	BIO-GT 3	BIO-GT 9	BIO-GT 11	BIO-GT 21	BIO-GT 35
Maximální počet kapilár 0,5 ml	150	720	720	1440	1440

Kontejner	Objem (l)	Katalogové číslo
BIO-GT 3	3,7	G253500
BIO-GT 9	9,3	G253600
BIO-GT 11	12,2	G253700
BIO-GT 21	21,0	G253800
BIO-GT 35	34,0	G253900

*Počet platí pro mikrozkuhavky umístěné v držácích po 6 ks.

Kontejner dodáváme včetně kanystrů.

Lze objednat i kontejner BIO-GT 9 s plastovými kanystry, rádi vám připravíme nabídku.

Kontejner se širokým hrdlem

Kontejner pro dlouhodobé skladování velkého počtu vzorků

Technické parametry

Materiál kanystrů:

nerezová ocel

Kontejner	BIO-GT 26	BIO-GT 38	BIO-GT 40
Objem	26,7 l	37,0 l	40,0 l
Nominální denní odpar	0,29 l	0,15 l	0,29 l
Maximální pracovní doba pro jedno naplnění	90 dní	245 dní	140 dní
Průměr hrdla	80 mm	80 mm	120 mm
Průměr kontejneru	468 mm	468 mm	468 mm
Výška kontejneru	460 mm	715 mm	710 mm
Hmotnost prázdného kontejneru	14,8 kg	19,0 kg	24,0 kg
Hmotnost plného kontejneru	36,0 kg	49,0 kg	57,0 kg
Počet kanystrů	9	6	10
Průměr kanystru	67 mm	67 mm	73 mm
Výška kanystru / počet pohárků nad sebou	280 mm / 2	110 mm / 1	280 mm / 2
Maximální počet kryozkumavek 2,0 ml*	-	612	1 200
Maximální počet kryozkumavek 5,0 ml	-	306	600
Maximální počet kapilár 0,25 ml	7 380	9 840	16 400
Maximální počet kapilár 0,5 ml	3 285	4 380	7 300

Kontejner	Objem (l)	Katalogové číslo
BIO-GT 26	26,7	G253400
BIO-GT 38	37,0	G254000
BIO-GT 40	40,0	G254100

*Počet platí pro mikrozkrumavky umístěné v držácích po 6 ks
Kontejnery dodáváme včetně kanystrů

Podstavec na kolečkách

- Podstavec na kolečkách pro snadné převážení velkých kontejnerů

Popis	Použití	Katalogové číslo
Podstavec na kolečkách	GT 21	G264500
Podstavec na kolečkách	GT 26, GT 35, GT 38 a GT 40	G264600