

Kotvící matrice OCT

Kotvící matrice určená pro přípravu a zpracování vzorků tkání

- Pro histologii
- Použitelné pro zpracování vzorků při -10 až -20 °C
- Výsledné zmrazené řezy se používají k rychlému laboratornímu vyšetření
- Vysoká viskozita roztoku zajišťuje silnou přilnavost tkáně umožňující správnou orientaci vzorku, dokud je médium tekuté
- Výhodou je minimální tvorba krystalů a tedy i minimální poškození tkání při zamrazování
- Lze použít jako infiltrační médium pro tkáně, které mají tendenci se při řezání tříštit (např. mozek)
- Viditelná hladina kapaliny ve snadno použitelném dávkovači



Kotvící matrice OCT

Balení	Katalogové číslo
1 x 125 ml	R.6478.1
3 x 125 ml	R.6478.2