

Kryozkumavka s vnějším šroubovacím uzávěrem | RATIOLAB

Zkumavky zamrazovací o objemu 1,2 - 5 ml se speciálním těsněním ve víčku

- Sterilizované gama-zářením, bez DNáz, DNA, pyrogenů, ATP a PCR inhibitorů
- Se stupnicí a popisovací plochou
- Centrifugovány mohou být pouze zkumavky s kulatým dnem, maximálně do 19 000 g
- Vhodné až do -190 °C
- Zkumavky by měly být před zamražením naplněny maximálně do 90 % svého objemu

Technické parametry

Materiál: zkumavka - PP, víčko - PE a TVP





Objem (ml)	Typ dna zkumavky	Rozměry průměr x výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
1,2	stojící	12,3 x 41	50	R511112
2	kulaté	12,3 x 46	50	R511120
2	stojící	12,3 x 47	50	R511122
3	stojící	12,3 x 71	50	R511130
4	stojící	12,3 x 75	50	R511140
5	stojící	12,3 x 90	50	R511150