

Kryozkumavka s vnějším šroubovacím uzávěrem | TPP

Samostatně stojící zamrazovací zkumavky o objemu 1,2 - 5 ml

- Se stupnicí a popisovací plochou
- Vhodné až do -196 °C (plynné fáze tekutého dusíku)
- Sterilní, bez pyrogenů, endotoxinů, nukleáz (DNáz a RNáz) a cytotoxických látek

Technické parametry

Materiál:

PP



Kryozkumavka s vnějším šroubovacím uzávěrem

Objem (ml)	Rozměry (mm)	Doporučený objem při hlubokém zmrazení (ml)	Balení (ks)	Katalogové číslo
1,2	12 x 37	0,7	8 x 100	N890120
2	12 x 48	1,3	8 x 100	N890200
3,8	12 x 75	3,3	4 x 100	N890400
4,5	12 x 90	4,3	4 x 100	N890500