

Kryozkumavka s vnitřním šroubovacím uzávěrem | SIMPORT

Zkumavky zamrazovací se silikonovým těsnícím "O" kroužkem na víčku

- Stojící zkumavky mají uchycení do stojánku
- Centrifugovány mohou být pouze zkumavky s kulatým dnem, maximálně do 17 000 g
- Sterilizované gama-zářením, nepyrogní, bez DNáz, RNáz a DNA
- Zkumavky by před zamražením měly být naplněny maximálně do 90 % svého objemu

Technické parametry

Materiál zkumavky a víčka :

PP



Zkumavka stojící 1,0 ml s vnitřním šroubovacím uzávěrem

Objem (ml)	Typ dna zkumavky	Průměr × výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
1,2	stojící	12,5 × 43,0	100	R530831
2,0	kulaté	12,5 × 48,0	100	R531031
2,0	stojící	12,5 × 49,0	100	R530931
4,0	kulaté	12,5 × 72,0	100	R531131
4,0	stojící	12,5 × 78,0	100	R531231
5,0	kulaté	12,5 × 92,0	100	R531331