

Kuličky skleněné

Malé a velké kuličky pro rozdrčení a homogenizaci látek za mokra



Kuličky malé

Pro rozdrčení a homogenizaci látek za mokra

- Dokonale kulaté a hladké kuličky, minimální podíl vzduchových bublin

Technické parametry

Specifická hmotnost:	2,5 g/cm ³
Sypná objemová hmotnost :	1,46-1,51 kg/litr (v závislosti na průměru)
Index lomu:	1,5188
Chemické složení:	SiO ₂ 72,5 %, Na ₂ O 13,0 %, K ₂ O 0,2 %, CaO 9,06 %, MgO 4,22 %, Al ₂ O ₃ 0,58 %, Fe ₂ O ₃ 0,11 %
Materiál:	sodnodraselné sklo

Průměr (mm)	Balení	Katalogové číslo
0,25-0,50	1 kg	R155361
0,75-1,00	1 kg	R155461
1,25-1,65	1 kg	R155561
1,70-2,10	1 kg	R155661
2,85-3,45	1 kg	R155761



Kuličky malé

Kuličky velké

Pro rozdrčení a homogenizaci látek za mokra

- Dokonale kulaté a hladké kuličky, minimální podíl vzduchových bublin

Technické parametry

Specifická hmotnost: $2,5 \text{ g/cm}^3$

Index lomu: 1,5159

Chemické složení: SiO_2 72 %, Na_2O 13,8 %, K_2O 0,1 %, CaO 9,0 %, MgO 4,0 %, Al_2O_3 1,0 %, Fe_2O_3 0,1 %

Průměr (mm)	Balení	Katalogové číslo
4,0 +mn0,3	1 kg	1885511
5,0 +mn0,3	1 kg	1885611
10,0 +mn0,5	1 kg	1885711
14,0 +mn0,5	1 kg	1885811
20,0 +mn0,5	1 kg	1885911



Kuličky velké