

KYSELINA JODISTÁ

kyselina pentahydrogenjodistá

CAS: 10450-60-9

Vzorec: H_5IO_6

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	227,94
Bezp. věty (GHS):	H272-H314

KYSELINA JODISTÁ 1% roztok

Pro histologii/mikroskopii

Vzorec: $\text{H}_5\text{IO}_6 + \text{H}_2\text{O}$

- Pro hydrolýzu karbohydrátů, např. v PAS (Periodic Acid Schiff) reakci

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):	H315-H319
-------------------	-----------

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro histologii/mikroskopii	500 ml	sklo	R.HP00.1



Kyselina jodistá 1% roztok

KYSELINA JODISTÁ

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, p.a.	100 g	K 51101

KYSELINA JODISTÁ

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99 %, pro syntézu	50 g	R.2612.1
min 99 %, pro syntézu	100 g	R.2612.2
min 99 %, pro syntézu	500 g	R.2612.3
min 99 %, p.a.	100 g	R.3257.1
min 99 %, p.a.	500 g	R.3257.2