

KYSELINA NIKOTINOVÁ


niacin, kyselina 3-pyridinkarboxylová, vitamin B₃

CAS: 59-67-6

Vzorec: C₆H₅NO₂

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	123,11
Hustota:	1,47 g·cm ⁻³
Obsah (suchá látka):	99 -101 %
Těžké kovy (jako Pb):	< 0,002 %
Chloridy (Cl):	< 0,02 %
Ztráty při sušení (105 °C):	< 0,1 %
Síranový popel:	< 0,1 %
Teplota taní:	234-240 °C
Bezp. věty (GHS):	H319



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 99,5 %, pro biochemii	100 g	K 14502
min 99,5 %, pro biochemii	250 g	K 14503