

Kyveta spektroskopická PS a PMMA

Kyvety na jedno použití pro viditelnou i UV oblast

Technické parametry

Optická dráha:	10 mm
Max. variabilita absorpce mezi kyvetami:	±1%
Rozměr víčka:	10 × 10 mm

Materiál	Rozsah použití
PS	340-800 nm
PMMA	280-800 nm



Kyveta spektroskopická

Optický PS				UV-grade PMMA			
Popis	Objem (ml)	Balení (ks)	Katalogové číslo	Popis	Objem (ml)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Standardní kyvety	4,5	100	K001937	Standardní kyvety	4,5	100	K001939
Semi-mikro kyvety	1,5	100	K001938	Semi-mikro kyvety	1,5	100	
Semi-mikro kyvety	2,5	100	K001940	Semi-mikro kyvety	2,5	100	K001941
Kyvety se 4 čirými stranami	4,5	100	K001960	Kyvety se 4 čirými stranami	4,5	100	K001961
Víčka na kyvety (PE)	-	1000	K001962	Víčka na kyvety (PE)	-	1000	