

Laboratorní podložka antivibrační

Neoprenová podložka vysoce odolná vůči chemikáliím a mechanickému poškození

- Pevný, protiskluzový povrch
- Výborně pohlcuje vibrace produkované laboratorním zařízením
- Vhodné pro velké množství vortexů, třepaček a dalších přístrojů

Technické parametry

Materiál: neopren

Tloušťka: 8 mm



Δ P-LAB

Laboratorní podložka antivibrační

Rozměry (š x d)	Balení (ks)	Katalogové číslo
216 x 178 mm	1	R.AXC1.1
279 x 216 mm	1	R.AXC2.1