

Plochý kanystr PP s výpustným kohoutem

Autoklárovatelný plochý kanystr/láhev se stupnicí a zesílenými stěnami

- Stabilní kanystr, který lze ukládat i na plocho do lednice
- Provedení bez otvoru a varianta s otvorem pro kohout - kohout nutno objednat samostatně
- Láhev lze použít i pro potravinářské účely

Technické parametry

Materiál:	PP
Rozměry (š × h × v):	65 × 335 × 335 mm
Plnicí otvor:	průměr 41 mm
Otvor pro kohout:	3/4"
Hmotnost:	800 g



Plochá láhev

5 000		
Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Láhev s otvorem pro kohout u dna	1	R926751
Láhev bez otvoru	1	R097471

Kanystr autoklárujte prázdný, před autoklárováním sejměte kohout a víčko - nejsou autoklárovatelné

Příslušenství

Vodotěsný kohout pro našroubování na otvor lahve, uzávěr a hliníkový držák

- Zúžený konec kohoutu umožňuje plnit úzkohrdlé láhve s otvorem průměru 6 - 8 mm
- Otočný zahnutý konec kohoutu pro zabránění odkapávání
- Stupnice umožňuje nastavit polohu kohoutu pro reprodukovatelný průtok

Technické parametry

Materiál: PP, PE a PTFE - části kohoutu, které přicházejí do styku s kapalinou, nelze autoklávovat

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Kohout 3/4"	1	R268351
Uzávěr pro otvor na kohout 3/4"	1	R927551
Hliníkový držák pro 3 láhve	1	R927051

