

Láhev pro rolery z PS | GREINER BIO-ONE

Sterilní rolerová krátká láhev se stupnicí

- Láhev se standardním víčkem nebo s víčkem s hydrofobním filtrem
- Nepyrogeenní, necytotoxická, bez DNáz, RNáz a lidské DNA
- Závit víčka umožňuje rychlé otevření láhve otočením víčka o 2/3 otáčky
- Číslo šarže a datum expirace na každé láhvi

Technické parametry

Materiál:	speciálně povrchově upravený PS
Materiál filtru:	PTFE
Rozměry:	průměr 122 mm, výška 271 mm
Kultivační plocha:	850 cm ²



Láhev pro rolery z PS

Víčko	Max objem (ml)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Standardní	2 550	24	I355811
S filtrem	2 100	24	I355911