

Lahvička PC se šroubovacím víčkem | AZLON

Čirá nerozbitná lahvička na vzorky s modrým šroubovacím víčkem bez těsnících vložek

- Dokonale těsnící lahvička pro odběr vzorků, přípravu a uchovávání autoklávováním sterilizovaných biologických roztoků
- Lahvičku lze opakovaně autoklávovat při teplotě 121 °C - výrobce doporučuje nepřekročit 10 autoklávovacích cyklů

Technické parametry

Materiál lahvičky:	čirý PC
Materiál víčka:	modře probarvený PP
Teplotní rozsah:	−80 až +121 °C



Lahvička PC se šroubovacím víčkem

Objem (ml)	Výška (mm)	Vnější průměr (mm)	Vnitřní průměr hrdla (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
5	52	22	14	100	S220005
10	62	24	14	100	S220010