

Lampa osvětlovací - "studené" světlo | KRÜSS

Světelné zdroje pro směrové nasvícení předmětů pod mikroskopem

- Modely KL 5120 a KL 5125 s plynule nastavitelnou intenzitou světla
- Model KL 5110 bez možnosti nastavit intenzitu světla
- Konstantní teplota světla, adaptér pro jeden nebo dva světlovody
- Rozvod světla pomocí optických vláken v kovových ohebných světlovodech
- Světelné zdroje se dodávají bez světlovodů, adaptéry nutno objednat samostatně



KL 5110



KL 5120



KL 5125

Popis	Halogenová lampa	Barevná teplota světla	Katalogové číslo
Světelný zdroj bez světlovodů KL 5110	20 W, 8 V	3 050 K	Q005110
Světelný zdroj bez světlovodů KL 5120	20 W, 8 V	3 050 K	Q005120
Světelný zdroj bez světlovodů KL 5125	150 W, 15 V	3 350 K	Q005125

Příslušenství pro světelné zdroje

Technické parametry

Délka světlovodu:	500 mm
Průměr světlovodu:	10 mm

Průměr zakončení:

4,5 mm

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Adaptér s jedním světlovodem	1	Q005130
Adaptér se dvěma světlovody	1	Q005131
Náhradní žárovka pro KL 5110/5120	2	Q005121
Náhradní žárovka pro KL 5125	2	Q005126