

Lázeň bloková chlazená PCH | GRANT

Mikroprocesorem řízená kompaktní stolní chladicí lázeň

- Tři modely s různými bloky pro mikrozkušavky 0,5 ml, 1,5 ml a 2,0 ml
- Nastavení a kontrola parametrů na dvouřádkovém LCD displeji
- Umožňuje rychlý ohřev i chlazení vzorků pomocí Peltierových článků
- Model PCH-1 pro 12 mikrozkušavek 1,5 ml a 20 mikrozkušavek 0,5 ml
- Model PCH-2 pro 20 mikrozkušavek 1,5 ml
- Model PCH-3 pro 20 mikrozkušavek 2,0 ml

Technické parametry

Teplotní rozsah:	-10 až 100 °C
Nastavitelná teplota :	teplota okolí -30 až 100 °C
Rozlišení:	0,1 °C
Teplotní stabilita:	+mn0,1 °C
Teplotní uniformita uvnitř bloku:	+mn0,2 °C při +37 °C
Rychlost ohřevu v rozsahu +25 až 37 °C:	3 °C/min
Rychlost ohřevu v rozsahu +25 do 100 °C:	16 °C/min
Rychlost ochlazování v rozsahu 100 do -10 °C:	28 °C/min
Rychlost ochlazování v rozsahu 25 do -10 °C:	21 °C/min
Časovač :	1 min až 96 hod (s krokem 1 min)
Napájení:	12 V univerzální síťový adaptér
Rozměry (š x h x v):	240 x 260 x 165 mm
Hmotnost:	3,2 kg



Bloková lázeň chlazená PCH-1

Popis	Kapacita	Katalogové číslo
Bloková lázeň chlazená PCH-1	12 x 1,5 ml + 20 x 0,5 ml	G420010
Bloková lázeň chlazená PCH-2	20 x 1,5 ml	G420020
Bloková lázeň chlazená PCH-3	20 x 2,0 ml	G420030