

Light Box Mini | HEATHROW SCIENTIFIC

Malý, bezdrátový LED světelný zdroj, šetří místo na pracovním stole, kompatibilní s lupou Mini od HEATHROW SCIENTIFIC

- Uskladnitelný v přihrádce či šuplíku
- Ideální pro rychlou kontrolu 96-jamkových destiček, Petriho misek, elektroforetických gelů, diapozitivů, fólií, aj.
- LED světelný zdroj zůstává chladný, má delší životnost (10 000 hodin) a nízkou spotřebou energie

Technické parametry

Rozměry (mm):	158 x 150 x 14
Pozorovací plocha (mm):	125 x 100 (5" x 4")
Napájení:	6 x 1.5V AAA baterie



Light Box Mini

Popis	Katalogové číslo
Light Box Mini	R.NL24.1