

Lžíce odběrové sterilní

Jednorázové polystyrenové lžičky a lžíce pro odběr vzorků

- Jednotlivě balené přístroje sterilizované beta zářením
- Vhodné pro odběry malých množství tekutých, práškových, pastovitých a sypkých vzorků

Technické parametry

Materiál:

PS



Lžíce odběrové sterilní



Čirá lžíce 5 ml

Popis	Objem (ml)	Délka (mm)	Barva	Balení (ks)	Katalogové číslo
Malá lžička	2	125	bílá	1 000	S030033
Lžíce	5	170	čirá	400	S030055
Lžíce	8	150	bílá	1 000	S030044