

Lžička odběrová nesterilní

Nesterilní odběrová lžička z biologicky degradovatelného plastu

- Lžičky s širokým pevným držadlem pro odběr tekutých a sypkých vzorků
- Vhodné pro odběr vzorků potravin, léků a kosmetických surovin, materiál lžiček odpovídá požadavkům FDA
- Speciálně tvarované ploché dno umožňuje použít lžičku jako váženku

Technické parametry

Materiál: průhledný PLA (Polylactid acid, polymléčná kyselina)



Objem (ml)	Balení (ks)	Katalogové číslo
1,25	10	A401021
2,5	10	A401022
5,0	10	A401023
8,0	10	A401024
20,0	10	A401025