

Lžičky odběrové sterilní

Jednorázové individuálně balené odběrové lžičky pro malé objemy vzorků

- Dlouhé držadlo umožňuje snadný odběr z lahví a nádobek s minimálním rizikem kontaktu ruky s odebíraným materiálem
- Sterilizované gama zářením, dodávané s certifikátem sterilizace pro každou výrobní šarži



Lžička odběrová sterilní mini

Odběrová lžička pro objemy 0,05 až 1,00 ml

- Modely 0,10, 0,50 a 1,0 ml se zúženým nasazením kulaté misky pro minimalizaci množství nechtěně nabraného vzorku

Technické parametry

Materiál: nárazuvzdorný PS, odpovídá požadavkům FDA

Objem (ml)	Balení (ks)	Katalogové číslo
0,05	25	A367205.1
0,05	10 x 25	A367205.2
0,10	25	A367210.1
0,10	10 x 25	A367210.2
0,25	25	A367225.1
0,25	10 x 25	A367225.2
0,50	25	A367250.1
0,50	10 x 25	A367250.2
1,00	25	A367201.1
1,00	10 x 25	A367201.2

UPOZORNĚNÍ: Dodací lhůty sterilního odběrového materiálu jsou 4-6 týdnů!



Lžička odběrová sterilní malá

Odběrová lžička pro malé objemy vzorků

Technické parametry

Materiál: nárazuvzdorný PS, odpovídá požadavkům FDA

Délka : 17,8 cm

Objem (ml)	Balení (ks)	Katalogové číslo
1,25	10	A369401
1,25	200	A369400
2,5	10	A369421
2,5	200	A369420
5,0	10	A369441
5,0	200	A369440
15	10	A369461
15	200	A369460

UPOZORNĚNÍ: Dodací lhůty sterilního odběrového materiálu jsou 4 - 6 týdnů !



Lžička odběrová sterilní 30 ml

Odběrové lžičky pro středně velké objemy vzorků

Technické parametry

Materiál: nárazuvzdorný PS, odpovídá požadavkům FDA

Celková délka: 25,4 cm

Objem (ml)	Balení (ks)	Katalogové číslo
30,0	25	A369480

