

May-Grünwaldův roztok

Roztok methylenové modři a eosinu v methylnalkoholu, pro mikroskopii

- May-Grünwaldův roztok díky své vysoké koncentraci methanolu umožňuje souběžnou fixaci vzorků (doporučená doba residence: 3 minuty)
- Roztok se používá pro diferenciální barvení krevních nátěrů a dalších cytologických materiálů

Technické parametry

Bezp. věty (GHS): H225-H370-H301+H311+H331

MAY-GRÜNWALD ROZTOK**Technické parametry**

Hustota: 0,793 g·cm⁻³

Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro mikroskopii	1 l	M 11501

MAY-GRÜNWALD ROZTOK

Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikroskopii	500 ml	plast	R.T863.1
pro mikroskopii	1 l	sklo	R.T863.2
pro mikroskopii	2,5 l	plast	R.T863.3