

MERCURISORB-ROTH®

souprava pro snadnou a rychlou absorpci rtuti

- po absorpci neuvolňuje páry rtuti

Technické parametry

Obsah soupravy: 100 g MERCURISORB-ROTH®, rukavice, lopatka, štěteček, prázdná nádobka

Absorpční kapacita: 1:1

Bezp. věty (GHS): H314-H411



Mercurisorb souprava

Popis	Balení	Katalogové číslo
Souprava v plastovém obalu	100 g	R 94611
Souprava v papírové krabici	100 g	R 94614
Náhradní náplň 250 g	250 g	R 94612
Náhradní náplň 1000 g	1000 g	R 94613