

Měřítka průměrů hadiček

Pro rychlé měření vnitřního i vnějšího $\varnothing$ trubiček a hadiček


- Vhodné pro plastové a gumové hadičky a skleněné trubičky

Technické parametry

Materiál:	zelený ABS
Světlost (vnitřní $\varnothing$):	1-22 mm (po 1 mm) a 2,5, 4,5 ,9,5 a 25 mm
Vnější $\varnothing$:	2-18 mm (po 1 mm) a 1,5, 2,5, 5,5 a 21 mm



Měřítka průměrů hadiček K001759



Měřítka průměrů hadiček

Popis	Rozměry (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Měřítka průměrů hadiček	90 x 165	1	K001759