

Míchadla magnetická - sada

Dvě sady válcovitých teflonových feromagnetických míchadel



Sada I

Sada 10 standardních válcovitých feromagnetických míchadel

- Standardní velikosti magnetických míchadel v ploché PS krabičce kapesního formátu

Technické parametry

Materiál míchadel: permanentní Alnico magnet potažený PTFE

Rozměr krabičky : 120 x 93 x 12 mm

Délka míchadla (mm)	Průměr míchadla (mm)	Počet v sadě (ks)
15	4,5	1
20	7	2
25	6	2
30	6	1
40	8	2
50	8	2

Popis	Balení	Katalogové číslo
Magnetická míchadla - sada I	1 sada*	R.C267.1



Magnetická míchadla - sada I

Sada II

Sada 18 standardních válcovitých feromagnetických míchadel

- Vybraná míchadla nejběžněji používaných velikostí v praktické krabičce

Technické parametry

Materiál míchadel: permanentní Alnico magnet potažený PTFE

Rozměr krabičky : 187 x 97 x 32 mm

Délka míchadla (mm)	Průměr míchadla (mm)	Počet v sadě (ks)
10	6	2
15	6	2
20	7	2
25	8	2
30	8	2
40	8	2
50	8	2
60	10	2
80	10	2

Popis	Balení	Katalogové číslo
Magnetická míchadla - sada II	1 sada*	R.X171.1



Magnetická míchadla - sada II